



CODICE PER ORDINE

176-LED-GM

GM Grigio martellato

176-LED-BM

BM Bianco martellato



Considerate le ridotte dimensioni del braccio, il prodotto è particolarmente indicato per un uso su scrivania; la possibilità di fissaggio su base da tavolo, rende il modello un articolo elegante e piacevole alla vista

176-LED

ACCESSORI




S11




S12MED



S15



RL



BASEPE

Potenza	15.5 W
Alimentazione	110-240 V
Illuminamento a 50cm	1.770 lux
Regolazione intensità luminosa	0,5 - 100 %
Temperatura colore	5.300 K
Larghezza del Riflettore	40 cm
Diametro del campo luminoso	700 x 650 mm
Vita del prodotto	50.000 ore
Movimento	Riflettore + braccio a pantografo con molla
Grado IP	IP20
Grado IK	IK05
Classe	III
Cavo di alimentazione	Trasformatore a spina con cavo AWG 2x21 ; spine intercambiabili
Fissaggio	Morsetto S11 / S12MED / S15 / RL / BASEPE
Colorazioni	Grigio Martellato, Bianco Martellato
Codice per Ordine	176-LED-GM, 176-LED-BM

